

Pumped - Classic XL - Penispumpe - Sort



Vurdering: Ingen kundevurdering ennå.

Pris

Kr 395,00

Utsalgspris ekskl. mva Kr 316,00

Mva-beløp Kr 79,00

24 h
★★★★

[Kontakt oss angående dette produktet](#)

Beskrivelse

Hvorfor bruke penispumpe?

Du kan bruke en penispumpe for å oppnå en kraftigere og hardere ereksjon.

Om du ønsker mer følsomhet.

Når du ønsker mer utholdenhet.

En pumpe er god å ha om man sliter med å få ereksjon.

Hvordan bruke pumpen?

Plasser penis inn i sylindere og pump med ballpumpen til du oppnår ønsket trykk.

Jo mer du klemmer, jo mer intenst blir vakuemet.

Bruk ventilen til å slippe ut vakuemet når du er ferdig.

I følge American Urological Association kan penispumper være nyttige i tilfeller der PDE5-stoffer som viagra ikke har fungert.

Leger ser på penispumper som en sikker, effektiv og kostnadseffektiv behandling for erektil dysfunksjon.

Andre fordeler med pumper er at du kan oppnå økt utholdenhet, forbedring av seksuell lyst og økt testosteron nivå.

Spesifikasjoner

Materiale: Silikon, ABS

Lengde, brukbar: 26 cm

Diameter, indre: 6,5 cm

Diameter, total: 8 cm

Omtaler

Det er ennå ingen omtaler for dette produktet.